

## Amostras Rejeitadas

- 1) Tubo de coleta não especificado (Tubo não Streck);
- 2) Informação incorreta ou falta de informação;
- 3) Condição de envio incorreto;
- 4) Pouco volume de sangue (no mínimo 5 ml);
- 5) Hemólise ou lipídemia ou coagulação;
- 6) Sangue retirado há mais de 24 horas;
- 7) Mãe com alteração genética;
- 8) Trigêmeos;
- 9) Um feto com defeito de desenvolvimento;